


RELIABLE



PRODUCT CATALOGUE / CATALOGO DE PRODUCTOS

BIORTESIC ORTHOPEDIC 2014-15

Introduction

Introducción

BiOrtesic Tech SRL, se complace en presentarle su línea de osteosíntesis, la más moderna y tecnológica del mercado, fruto del acuerdo de EXCLUSIVIDAD alcanzado para República Dominicana y de DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA para el resto de países de Latinoamérica, Europa y África con uno de los fabricantes más innovadores del planeta.

La sede central de nuestra fabrica se encuentra ubicada en el Parque Industrial Tecnológico de Wujin, uno de los centros de fabricación más avanzados de toda Asia y centro neurálgico de ingeniera biomédica mundial junto con el ubicado en la ciudad de Tutlingen en Alemania.

Desde el año 2001 nuestros productos son la opción que recomiendan profesionales de la salud de reconocido prestigio internacional por la calidad, acabado y experiencia en la fabricación de implantes ortopédicos y material quirúrgico de la fabrica. Contamos con tres bases de producción principales que ocupan un total 400,000 m2, con un estándar de fabricación de 35.000m2 divididos en los departamentos de Ortopedia, Cirugía Torácica, Nuevos Productos, Instrumentos y Grapadoras Quirúrgicas; además de contar con una planta de esterilización de 1.000m2 y de dos bases de I + D de 3.000m2. En nuestra fabrica solo se utiliza TECNOLOGÍA ALEMANA y la MEJOR MATERIA PRIMA DEL MERCADO (titanio puro -TC4 equivalente Grade 5 en USA- y el mejor acero del mercado).

Nuestro fabricante cuenta con más de 100 juegos de equipos completos de procesamiento vanguardista. Su centro mecanizado de 5 ejes son de las prestigiosas marcas HASS (USA) y DMG y CHIRON (Alemania), así como la maquina de corte de la empresa japonesa STAR y la maquina de roscado de la marca inglesa SODICK EUROPE Ltd.

Somos fabricantes de grandes marcas, además de contar con nuestra propia línea, factor este que le ha permite a BiOrtesic Tech ofrecer la mejor calidad en todos sus productos al precio más justo del mercado.

Todos y cada uno de nuestros productos son fabricados bajo estrictas normas de calidad y cumpliendo con todos los estándares exigidos por las autoridades sanitarias a nivel mundial comprobado por las normas ISO 9001:2000, ISO13485:2003 (AA/T0287-2003) y certificación de la Comunidad Europea -CE-. Nuestras grapadoras quirúrgicas fueron unas de las primeras en recibir la aprobación de la FDA de los Estados Unidos.

BiOrtesic Tech SRL, is pleased to introduce its line of fixation, the most modern and technological market, the result of agreement reached for EXCLUSIVE DISTRIBUTION Dominican Republic and APPROVED for the rest of Latin America, Europe and Africa with one of the manufacturers most innovative in the world.

The headquarters of our factory is located in Wujin Technology Industrial Park, one of the most advanced manufacturing facilities throughout Asia and hub of global biomedical engineer with the one located in the city of Tutlingen in Germany.

Since 2001 our products are the option that recommend health professionals internationally renowned for the quality, finish and experience in the manufacture of orthopedic implants and surgical supplies to the factory. We have three main production bases covering a total 400,000 m2, with an industry standard 35,000m2 divided into departments of Orthopaedics, Thoracic Surgery, New Products, Surgical Instruments and Staplers; in addition to a purification plant of 1000m2 and two R & D bases 3,000m2. In our factory and just GERMAN TECHNOLOGY BEST RAW MATERIAL MARKET (pure titanium Grade 5 -TC4 equivalent in USA- and the best steel market) is used.

Our manufacturer has over 100 complete sets of processing equipment edgy. Its 5-axis machining center are of the prestigious brands HASS (USA) and DMG and CHIRON (Germany), as well as cutting machine of the Japanese company STAR and machine threading the English brand SODICK EUROPE Ltd.

We are manufacturers of major brands, in addition to our own line, a factor which has allows BiOrtesic Tech offer the best quality in its products at the fair market price.

Are each and every one of our products manufactured under strict quality standards and meet all the standards required by health authorities worldwide verified by the ISO 9001: 2000, ISO13485: 2003 (AA / T0287-2003) and certification the European Community -CE-. Our surgical staplers were among the first to receive FDA approval in the United States.



Headless Cannulated Compression Screws



Product No.	Dia(mm)	Length(mm)
10538-(008 ~ 018)	HB2.5	8/9/10/11/12/13/14/16/18
10539-(016 ~ 030)	HB3.5	16/18 ~ 38/40
10540-(016 ~ 050)	HB4.0	16 ~ 50
10541-(020 ~ 080)	HB5.0	20/25 ~ 75/80
10547-(060 ~ 120)	HB5.5	60 ~ 120
10546-(030 ~ 100)	HB6.5	30 ~ 100

HB2.5 In 1mm increments for 8-13, In 2mm increments for 14-18, HB3.5 In 2mm increments, HB4.0 In 2mm increments, HB5.0, HB5.5, HB6.5 In 5mm increments.

Instrument set: 15064 Headless cannulated compression screws instrument set.

Cannulated Compression Screws



Ti Product No.	SS Product No.	Dia(mm)	Length(mm)
10531-(010 ~ 050)	20531-(010 ~ 050)	HB3.5	10 ~ 50
10532-(030 ~ 060)	20532-(030 ~ 060)	HB4.5	30 ~ 60

HB3.5	L	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	36	40	45	50
	I	5	6	6	8	8	8	8	10	10	12	14	14	14	14	16

HB3.5, HB4.5 In 2mm increments

HB4.5	L	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	60	64	68	72
	I	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	22

Note: L=total screw length, I=threaded part length

Cannulated Compression Screws



Ti Product No.	SS Product No.	Dia(mm)	Length(mm)
10533-(060 ~ 110)	20533-(060 ~ 110)	HB7.3 L=32mm	60 ~ 110
10534-(060 ~ 110)	20534-(060 ~ 110)	HB7.3 L=18mm	60 ~ 110

HB7.3 In 5mm increments

Cannulated Screws II (Interference Screw)



Product No.	Dia(mm)	Length(mm)
10535-(020 ~ 030)	7	20/25/30
10536-(020 ~ 030)	8	
10537-(020 ~ 030)	9	



BIORTESIC TECH SRL
INNOVANDO EN TECNOLOGIA PARA SU SALUD Y BIENESTAR.

Plaza Las Ramblas, 2do Nivel (Suite 207)
Av. Juan Pablo Duarte, Santiago. Rep. Dominicana.
Tel.: +1 (829) 581-4202

Doctor Defillo No. 30, Bella Vista (Frente a Merceria Dume)
Santo Domingo, Rep. Dominicana.
Tel.: +1 (809) 807-2612

e-mail: info@biortesic.com
atencionalcliente@biortesic.com

www.biortesic.com
www.bot.com.do